

DEVOTRANS

Equipements d'essais de contrôle de la qualité

DVT BHT

TESTEUR DE FLEXION PAR FROISSEMENT



PERMET DE DETERMINER LE DOMMAGE
PROVOQUE PAR FROISSEMENT ET COMPRESSION
AUX TISSUS ET CUIRS

DEVOTRANS

ELEKTRİK MAKİNELERİ SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.
CEVİZLİBAĞAYAZMAYOLUNO:18/73 TOPKAPI/ İSTANBULTÜRKİYE

T:+90 212-482 09 88 F:+90 212-482 10 48
devotrans@devotrans.com

DVT DEVOTRANS
KALİTE KONTROL TEST CİHAZLARI

www.devotrans.com

DVT BHT

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Le Testeur de Flexion par Froissement est conçu pour déterminer la résistance des tissus, du cuir, des supports textiles enduits et des matériaux souples similaires à la fissuration, à la détérioration superficielle et aux dommages structurels provoqués par l'action simultanée de flexions répétées et de compressions.

DOMAINE D'UTILISATION

- Cuir, cuir artificiel.
- Textiles.

DIMENSIONS ET POIDS APPROXIMATIFS

- Largeur: 63 cm.
- Profondeur: 28 cm.
- Hauteur: 25 cm.
- Poids: 28 kg.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Voltage de fonctionnement: 220 V 50 Hz.
- Dimensions d'échantillon: 220 mm x 190 mm.
- Mouvement de torsion par disque de torsion échantillon.
- Mouvement de compression par disque de compression échantillon.
- Compteur de période compte jusqu'à 999999 périodes.
- Vitesse de torsion: 200 $\pm$ 10 rpm.
- Vitesse de compression: 152 $\pm$ 4rpm.
- Couvercle de protection en plexiglas.
- Corps revêtu de peinture poudre électrostatique.
- Structure robuste et fiable n'exigeant aucun entretien particulier.

NORMES CONCERNEES

- GOST 12.4.199-99
- GOST 8978-2003
- ISO 7854-1999
- BS 3424
- GB/T 12586

Note: DEVOTRANS se réserve le droit d'effectuer des modifications sur les équipements présentés dans les brochures. Le modèle dans la photo peut ne pas être le dernier en date.

DEVOTRANS

ELEKTRİK MAKİNELERİ SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.
CEVİZLİBAĞAYAZMAYOLUNO:18/73 TOPKAPI/ İSTANBULTÜRKİYE

T:+90 212-482 09 88 F:+90 212-482 10 48
devotrans@devotrans.com

DVT DEVOTRANS
KALİTE KONTROL TEST CİHAZLARI

www.devotrans.com